

# PRODUCTINFORMATIEBLAD CUTIMED® ALGINATE

## SAMENVATTING

- Reinigend wondverband van natuurlijk zeewier
- Bedoeld voor gebruik bij gemiddeld tot sterk vochtige wonden, zowel oppervlakkig als diep
- Het bevordert de wondgenezing, omdat het voor een vochtig wondmilieu zorgt

## Wat is Cutimed Alginate?

Cutimed Alginate is een reinigend wondverband. Het is opgebouwd uit vezels die voor 80 procent bestaan uit natrium en voor 20 procent uit calcium. Deze vezels zijn gewonnen uit zeewier.

## Waarvoor is Cutimed Alginate?

Cutimed Alginate is geschikt voor gebruik bij gemiddeld tot sterk vochtige wonden. Dit kunnen oppervlakkig of diepe wonden zijn, zoals open been, doorligwonden, diabetische wonden, brandwonden of wonden die ontstaan zijn na huidtransplantatie.

## Producteigenschappen

- Verandert in contact met wondvocht van een droog alginaat in een vochtige en zachte gel
- De gel creëert een vochtig wondmilieu. Dit bevordert genezing van de wond
- De gel "vangt" de bacteriën, zodat die bij de verbandwissel uit de wond worden gehaald
- Neemt het wondvocht op. Dit verkleint het risico van het lekken van wondvocht en het verweken van de wondranden
- Heeft een bloedstelpende werking
- Is op maat te knippen en makkelijk naar de vorm van de wond te vormen

## Disclaimer

U dient de behandeladviezen van uw arts op te volgen. Mocht u enig ongemak, doof gevoel, verandering in huidskleur, zwelling of andere afwijkende reactie ervaren, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.



## Gebruiksadvies

- Breng Cutimed Alginate altijd in de wond aan zonder overlap van de wondranden. Dit voorkomt dat de wondranden verweken
- Verwissel het verband in het begin van de behandeling elke 24 uur
- Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht kan Cutimed Alginate tot 7 dagen in de wond blijven
- Als Cutimed Alginate door weinig wondvocht verkleeft bij verwijderen, gebruik dan een natriumchloride (NaCl) oplossing om het weer vochtig te maken

## Bewaaradvies en houdbaarheid

Het verband dient op een droge en donkere plaats te worden bewaard in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de verpakking.

## BSN medical BV

Postbus 1376  
1300 BJ Almere

[www.cutimed.nl](http://www.cutimed.nl)  
[www.bsnmedical.nl](http://www.bsnmedical.nl)  
[info@bsnmedical.com](mailto:info@bsnmedical.com)  
Tel 036 - 53 89 596

**BSN** medical

an Essity company