

Conveen[®] urine-opvangzakken

Zekerheid en comfort op ieder moment

Coloplast
Conveen[®]
500ml 50cm

Tot
7 dagen te
gebruiken!

Conveen[®]

Meerdaags gebruik

Coloplast adviseert in de gebruiksaanwijzing eenmalig gebruik van uw urine-opvangzak. Dit betekent dat u vanwege de hygiëne het product niet mag hergebruiken. In de praktijk houdt dit in dat het product tussentijds niet gereinigd mag worden met agressieve schoonmaakmiddelen die het materiaal kunnen aantasten.

Volgens Nederlandse richtlijnen mogen urine-opvangzakken tussentijds afgekoppeld en doorgespoeld worden. Deze richtlijnen geven ook aan dat bij gebruik van een dagzak in combinatie met een verblijfskatheter deze afkoppeling zo min mogelijk gedaan dient te worden. In de nacht kan een nachtzak gekoppeld worden aan de dagzak voor extra opvangcapaciteit. In de ochtend kan de nachtzak afgekoppeld worden. Ons advies is om de nachtzak eventueel met kraanwater door te spoelen en deze tussentijds op een koele plek te bewaren.

Passend binnen de algemene Nederlandse richtlijnen zijn onderstaande urine-opvangzakken van Coloplast geschikt voor meerdaags gebruik, tot maximaal 7 dagen. Het gebruik is getest conform ISO-norm 8669-2.

Let op: het gebruik van urine-opvangzakken gebeurt in overleg met uw zorgverlener en op basis van protocollen en richtlijnen van de zorginstelling of thuiszorg.

Conveen® Security+ urine-opvangzak



Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.
5164/51641	slang 30 cm	350 ml	30/10
5165/51651	slang 50 cm	350 ml	30/10
5160/51602	slang 30 cm	500 ml	30/10
5161/51612	slang 50 cm	500 ml	30/10
5166/51661	slang 30 cm	750 ml	30/10
5167/51671	slang 50 cm	750 ml	30/10

Conveen® Contour urine-opvangzak



5170/51702	slang 45 cm	600 ml	30/10
5176/51762	slang 65 cm	800 ml	30/10

Conveen® Security+ Nachtzak¹ / Coloplast Uro Nachtzak²



¹ 21346/213461	slang 140 cm	2000 ml	30/10
² 21365	slang 140 cm	2000 ml	30

Conveen® Standard Nachtzak



5062/50622	slang 90 cm	1500 ml	30/10
------------	-------------	---------	-------