

Brava[®] Beschermende Ring

Productinformatie



Coloplast introduceert per 1 april 2017 een nieuw assortiment pastaringen genaamd Brava Beschermende Ring



Brava Beschermende Ring biedt een dubbele beschermende werking:

1. Zorgt voor een goede aansluiting tussen de peristomale huid en de huidplak. Dankzij de nieuwe polymeer formule is de ring resistent voor agressieve ontlasting/urine.
2. Helpt de huid gezond houden. De nieuwe polymeer formule ondersteunt een gezonde huid door het absorberen van vocht van de huid. Daarnaast is de ring eenvoudig en met minimale lijmrestjes te verwijderen.

Wanneer kunt u Brava Beschermende Ring inzetten?



Plooiën en rimpels



Onregelmatig stoma



Vochtig stoma



Bij agressieve ontlasting die huidplak aantast

ZI-Nummer	Artikelnr.	Artikelomschrijving	Aantal
16284860	12035	Brava Beschermende Ring 18MM 2,5MM dik	30 st
16306252	12045	Brava Beschermende Ring 18MM 4,2MM dik	30 st
16306260	12037	Brava Beschermende Ring 27MM 2,5MM dik	30 st
16306279	12047	Brava Beschermende Ring 27MM 4,2MM dik	30 st
16306287	12039	Brava Beschermende Ring 34MM 2,5MM dik	30 st
16306295	12049	Brava Beschermende Ring 34MM 4,2MM dik	30 st

Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving

Brava Beschermende Ring is bedoeld om een afsluiting tussen de intacte huid rondom de stoma en een stomahuidplak te creëren, ter bescherming van de huid tegen de ontlasting/urine van de stoma. Het product is ontworpen voor het opvullen van de oneffenheden/plooiën van de huid rondom de stoma.

Informatie

Het product is een kneedbare pastaring vervaardigd van een aantal polymeren (waaronder een hydrocolloid) die absorptie, hechting, pH-buffering en plakkracht verschaffen.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Let op

Houd uit het directe zonlicht.

Waarschuwing

Hergebruik van een product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de productkenmerken