

## Urinalen

Een ingreep, een handicap, een aandoening of een fractuur: verschillende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat mensen een urinaal moeten gebruiken. Medeco houdt rekening met die omstandigheden en heeft een compleet assortiment urinalen. Met deze bestelhulp reikt Medeco u graag de helpende hand om eenvoudig een passende keuze te maken.



### Urinalen voor vrouwen



**8930**

De Uribag-F is een afsluitbaar meeneemurinaal en past in opgevouwen toestand in de handtas. Reinigen: met heet sop. Inhoud: 1.100 ml.



**8940**

De Urifem is geschikt voor vrouwen die liggend of halfzittend moeten plassen. De anatomische mond voorkomt lekkage. Reinigen: met heet sop. Steriliseerbaar: tot 130°C. Inhoud: 1.000 ml..

### Urinalen voor mannen



**8920**


De Uribag voor mannen is een afsluitbaar meeneemurinaal voor onderweg. Het is in opgevouwen toestand niet groter dan een fotorolletje. Reinigen: met heet sop. Inhoud: 1.100 ml.



**8905**

Urinaal van kunststof met deksel. Geschikt voor mannen die staand, zittend of liggend plassen. Reinigen: met heet sop. Steriliseerbaar: tot 130°C. Inhoud: 1.000 ml.

### Overige urinalen



**8908**

Urinaalhouder van geplastificeerd draadstaal. Te gebruiken in combinatie met het urinaal 8940 of 8905. Wordt aan de rand van het bed gehangen.



**9799301**

Urine-opvangzak met plastuit voor eenmalig gebruik. Geschikt voor mannen en vrouwen. De urine kan niet meer terugstromen uit de urinezak. Inhoud: 1.200 ml.



**560402**

Spill Proof met speciaal gevormde tuit, voorkomt morsen. Het terugslagventiel voorkomt lekkage uit de urinaal. Reinigen: met heet sop of in po-spoeler (tot 120°C). Inhoud: 500 ml.

**560403**

Spill Proof opzetstuk voor de vrouw. Wordt gebruikt in combinatie met de 560402. Reinigen met heet sop of in de po-spoeler (tot 120 °C).

**692000**

Ovale ondersteek van pulp voor eenmalig gebruik. Geschikt voor de opvang van urine en feces bij bedlegerige gebruikers.

**692300**

Ronde ondersteek van pulp voor eenmalig gebruik. Geschikt voor de opvang van urine en feces bij bedlegerige gebruikers.

**8922**

De traditionele ondersteek van kunststof. Geschikt voor de opvang van urine en feces bij bedlegerige gebruikers. Reinigen: met heet sop of in de po-spoeler. Inhoud: ca. 1.700 ml.

**9990273**

Ondersteek van RVS inclusief deksel. Doorsnede 31 cm. Geschikt voor de opvang van urine en feces. Reinigen: met heet sop of in de po-spoeler.

### Assortimentsoverzicht

Bestelnr.	Product	Inhoud	Materiaal	Verpakking	ZI-nummer	ZI-memocode
<b>Vrouw</b>						
8930	Uribag-F	1.100 ml	kunststof en latex	1	14288869	URINX
8940	Urifem	1.000 ml	kunststof	1	14222213	URINX
<b>Man</b>						
8905	Urinaal kunststof	1.000 ml	kunststof	1	13588494	URCUPL
8920	Uribag	1.100 ml	kunststof en latex	1	13946242	URINX
<b>Overig</b>						
8908	Urinaalhouder	-	geplastificeerd draadstaal	1	14720787	URINX
8922	Ondersteek	ca. 1.700 ml	kunststof	1	14868490	ONDEX
560402	Spill Proof met tuit	500 ml	kunststof	1	14868482	SPILX
692000	Ondersteek	-	pulp	100	-	-
692300	Ondersteek	-	pulp	200	-	-
9799301	Uni-Bag	1.200 ml	disposable	50	14868431	URINX
9990273	Ondersteek	-	rvs	1	-	-

### Meer weten?

Wilt u meer weten over het gebruik van Curion-producten of een deskundig advies? Bel dan gratis met de informatielijn van Medeco 0800 – 022 82 82, bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur.



### Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 2  
3261 MA Oud-Beijerland  
Postbus 1555  
3260 BB Oud-Beijerland  
info@medeco.nl  
www.medeco.nl

