

Bandafix®

GEBRUIKSINSTRUCTIE

0 Vinger
 10 cm - (4")

1 Hand/pols - Hand/hiel/onderarm
 25 cm - (10")

2 Hiel/onderbeen/bovenarm
 25 cm - (10")


3 Knie/bovenbeen klein
 25 cm - (10")

4 Schouder/hoofd klein/bovenbeen
 40 cm - (16")

5 Heup/hoofd/schouder/borst
 45 cm - (18")

6 Bovenbeen groot/rug/schouder/borst - Borst/rug groot
 35 cm - (14")

7 Borst/rug groot
 40 cm - (16")



Wilt u meer weten over de wondverzorgingsproducten of een deskundig advies? Bel dan gratis met de professionele informatielijn van Medeco: 0800 - 022 82 33 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 16.00 uur).



Druk- en zelfpooten voorbehouden. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.