

UW PARTNER VOOR ENTERALE OPLOSSINGEN

De ENFit® sputen en accessoires voor enterale voeding van Avanos zijn ontworpen voor het vergroten van de patiëntveiligheid en voor optimale afgifte van enterale voeding door de kans op het verkeerd aansluiten van slangen te verkleinen.¹ De producten voldoen aan ISO 80369-3 en bevatten geen natuurlijke latex, BPA of DEHP.

- **Steriel (per stuk verpakt):**

- Eenvoudig afleesbare enterale sputen, beschikbaar in de volgende maten:
 - Low Dose Tip-sputen² van 1 ml, 3 ml en 5 ml
 - Sputen van 10 ml, 20 ml en 60 ml
- Medicatierietjes, melkrietjes, melkrietjes met brede diameter en filterrietjes helpen bij het opzuigen van voeding en medicatie
- Adapters om moedermelk en andere soorten voeding of medicatie over te dragen van flessen van diverse grootten
- Flesdop om de inhoud op zijn plaats te houden bij opslag, transport en gebruik
- Spuitdop (ook verkrijgbaar in verpakking met 8 stuks)
- Zelfrichtende spuitdop



RIETJES



FLESADAPTERS & DOP



Productafbeeldingen zijn niet op schaal.

PRODUCT	BESCHRIJVING	PRODUCT-CODE	VERPAKKING
Steriele spuiten & dop	Enterale Low Dose Tip-spuit met connector die compatibel is met ENFit [®] , 1 ml	SYR-01S	100 per doos
	Enterale Low Dose Tip-spuit met connector die compatibel is met ENFit [®] , 3 ml	SYR-03S	100 per doos
	Enterale Low Dose Tip-spuit met ENFit [®] connector, 5 ml	SYR-05S	100 per doos
	Enterale spuit met ENFit [®] connector, 10 ml	SYR-10S	100 per doos
	Enterale spuit met ENFit [®] connector, 20 ml	SYR-20S	50 per doos
	Enterale spuit met ENFit [®] connector, 60 ml	SYR-60S	50 per doos
	Mannelijke ENFit [®] spuitdop	ESC-1	200 per doos
	Mannelijke ENFit [®] spuitdop (200 verpakkingen van 8 doppen)	ESC-8	1600 per doos
	Mannelijke-vrouwelijke ENFit [®] spuitdop	MFC-200	200 per doos
	Zelfrichtende dop met connector die compatibel is met ENFit [®]	SRC-01NS	100 per doos
Steriele flesadapters & dop	ENFit [®] flesdop	MBA01	50 per doos
	Universele flesadapter met ENFit [®] connector (14,5-26 mm)	EBA14-26	50 per doos
	Flesadapter met vaste diameter van 15-16,5 mm en connector die compatibel is met ENFit [®]	EBA15-16	50 per doos
	Flesadapter met vaste diameter van 18-19,5 mm en connector die compatibel is met ENFit [®]	EBA18-19	50 per doos
	Flesadapter met vaste diameter van 18,5-20,5 mm en connector die compatibel is met ENFit [®]	EBA18-20	50 per doos
	Flesadapter met vaste diameter van 20-21,5 mm en connector die compatibel is met ENFit [®]	EBA20-21	50 per doos
	Flesadapter met vaste diameter van 25,5-27 mm en connector die compatibel is met ENFit [®]	EBA25-27	50 per doos
Steriele rietjes	Filterrietje met ENFit [®] connector	EFS-50	50 per doos
	Medicatierietje met ENFit [®] connector	EMS-200	200 per doos
	Melkrietje met ENFit [®] connector	LAIT-200	200 per doos
	Melkrietje met brede diameter met ENFit [®] connector	TLAIT-200	100 per doos

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Service Team van Avanos:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)
Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE)
Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)

customerservice.bnl@avanos.com

Referenties

- <http://gedsa.org/about.html>
- De cilindermaat van de spuiten van 1 ml en 3 ml is kleiner dan gespecificeerd in ISO 80369-3. Dit kan de kans vergroten dat de spuit verkeerd wordt aangesloten op andere medische hulpmiddelen.
- Directe klanten die tot op heden telefonisch, per fax of per e-mail bestellingen voor medische hulpmiddelen plaatsten, kunnen vanaf nu online bestellen in onze klantportal.

Het systeem is zodanig ontworpen dat bestellingen worden geleverd op het adres waar de bestelling is gedaan. In de toekomst zal het systeem worden uitgebreid met functionaliteiten voor dropshipping. We raden het gebruik van dit systeem af als u een EDI-klant bent.

AVANOS